



راهنمای افزونه پژکام

PEZH KAM

دستیار گفتگوی آنلاین مطب و کلینیک برای وردپرس

نسخه ۴٫۰ — راهنمای نصب، تنظیم و عیب‌یابی

فهرست

1. پیش‌نیازها
2. نصب افزونه
3. فعال‌سازی محصول
4. تنظیمات گام‌به‌گام
5. نمایش گفتگو روی سایت
6. پیامک
7. لیدها، بورد CRM و گزارش‌ها
8. اتصال به ابزارهای دیگر
9. چند شعبه
10. عیب‌یابی
11. پرسش‌های پرتکرار

۱. پیش نیازها

مورد	حداقل	توضیح
وردپرس	۵٫۸	روی نسخه‌های جدیدتر هم آزمایش شده است.
PHP	۸٫۰	روی نسخه ۷ کار نمی‌کند.
ionCube Loader	فعال	برای فعال‌سازی محصول لازم است؛ روی بیشتر هاست‌های ایرانی از قبل فعال است.
کلید سرویس هوش مصنوعی	یکی از سه سرویس	Anthropic، OpenAI یا GapGPT. کلید بخشی از محصول نیست و از خود سرویس تهیه می‌شود.
پنل پیامک	اختیاری	افزونه بدون پنل پیامک هم کار می‌کند.

قبل از شروع

یک نسخه پشتیبان از پایگاه داده سایت بگیرید. افزونه هنگام فعال‌سازی چند جدول تازه می‌سازد و به جدول‌های وردپرس دست نمی‌زند، اما پشتیبان‌گیری قبل از نصب هر افزونه‌ای کار درستی است.

۲. نصب افزونه

۱. وارد پیشخوان وردپرس شوید.

۲. به «افزونه‌ها ← افزودن ← بارگذاری افزونه» بروید.

۳. فایل `pezhkam.zip` را انتخاب و «هم‌اکنون نصب کن» را بزنید.

۴. پس از پایان نصب، «فعال کردن» را بزنید.

اگر هاست شما محدودیت حجم آپلود دارد و فایل بالا نمی‌رود، پوشه افزونه را با FTP در مسیر `wp-content/plugins/` قرار دهید و بعد از «افزونه‌ها» آن را فعال کنید.

۳. فعال‌سازی محصول

بعد از فعال کردن افزونه، فرم فعال سازی نمایش داده می شود. کد فعال سازی خریدتان را وارد کنید. تا وقتی محصول فعال نشده باشد، بخش های افزونه در پیشخوان بارگذاری نمی شوند.

خطای مربوط به ionCube

اگر پیام خطایی دربارهٔ ionCube دیدید، یعنی این افزونهٔ PHP روی هاست شما فعال نیست. از بخش تنظیمات PHP در کنترل پنل هاست آن را فعال کنید یا از پشتیبانی هاست بخواهید فعالش کنند.

۴. تنظیمات گام به گام

پس از فعال سازی، منوی «پژکام» در نوار کناری پیشخوان اضافه می شود. تنظیمات در چند تب چیده شده است.

تب «هوش مصنوعی»

- **سرویس دهنده:** یکی از Anthropic، OpenAI یا GapGPT را انتخاب کنید.
- **کلید API:** کلید سرویس را وارد کنید. کلید رمزنگاری شده ذخیره می شود و دیگر به صورت کامل نمایش داده نمی شود؛ برای تغییر، کلید تازه را دوباره تایپ کنید.
- **مدل:** نام مدل سرویس. اگر مطمئن نیستید، مقدار پیش فرض را دست نزنید.
- **لحن:** دوستانه یا رسمی.
- **زبان پاسخ:** فارسی، عربی، انگلیسی یا خودکار.
- **محدودیت پیام در دقیقه:** سقف تعداد پیام هر بازدیدکننده. برای جلوگیری از مصرف بی مورد اعتبار سرویس.

اگر هاست به سرورهای خارجی دسترسی ندارد

GapGPT را انتخاب کنید. این سرویس از داخل ایران در دسترس است و تنظیم دیگری لازم ندارد. می توانید یک سرویس را به عنوان جایگزین هم تعریف کنید؛ اگر سرویس اول خطا بدهد، افزونه خودکار سراغ دومی می رود.

تب «اطلاعات کلینیک»

هرچه این تب کامل تر پر شود، جواب های افزونه دقیق تر می شود. نام مرکز، تخصص ها، فهرست خدمات، ساعات کاری، آدرس و شماره تماس را وارد کنید. افزونه پاسخ ها را از همین اطلاعات

می‌سازد، نه از دانش عمومی مدل.

تب «ظاهر ویجت»

- عنوان و زیرعنوان سربرگ گفتگو.
- پیام خوش‌آمد اول.
- رنگ اصلی ویجت و محل قرار گرفتن آن روی صفحه.
- دکمه‌های پاسخ سریع؛ برای سؤال‌های تکراری مثل «هزینهٔ ویزیت چقدر است؟».

۵. نمایش گفتگو روی سایت

دو کلید مستقل دارید و هرکدام را جدا خاموش یا روشن می‌کنید:

کلید	کارش چیست
نمایش ویجت شناور	حباب گفتگو در گوشهٔ همهٔ صفحه‌های سایت دیده می‌شود.
فعال بودن شورت‌کد	شورت‌کد <code>[pezhkam_chat]</code> در هر برگه، نوشته یا ابزارک کار می‌کند.

اگر می‌خواهید گفتگو فقط در یک برگهٔ مشخص باشد، ویجت شناور را خاموش و شورت‌کد را روشن بگذارید و شورت‌کد را داخل همان برگه بگذارید. اگر هر دو را خاموش کنید، گفتگو روی سایت نمایش داده نمی‌شود.

سرعت سایت

فایل‌های JS و CSS افزونه فقط در صفحه‌ای بارگذاری می‌شوند که گفتگو در آن نمایش داده می‌شود. بقیهٔ صفحه‌های سایت هیچ فایل اضافه‌ای از افزونه نمی‌گیرند.

۶. پیامک

در تب پیامک، پنل خودتان را انتخاب و APIKey آن را وارد کنید. این پنل‌ها از قبل آماده‌اند:

- کاوه‌نگار

- ملی پیامک
 - SMS.ir
 - قاصدک
 - حالت سفارشی: برای هر سرویس دیگری، آدرس، متد و بدنه درخواست را خودتان تعریف می کنید.
- اگر خط شما خدماتی و اشتراکی است، به جای متن آزاد از «کد الگو» استفاده کنید؛ کد الگو را در همان تب وارد می کنید. دکمه «بررسی اتصال» وضعیت و اعتبار پنل را بدون ارسال پیامک واقعی نشان می دهد.

قالب های آماده

- خوش آمد به بیمار پس از ثبت شماره.
- یادآوری نوبت.
- اطلاع رسانی لید تازه به شماره مسئول پیگیری.
- ارجاع پرونده لید به همکار.

۷. لیدها، بورد CRM و گزارش ها

- **لیدها و مکالمات:** فهرست همه گفتگوها با برچسب داغ / متوسط / سرد و خلاصه دوخطی هر مکالمه.
 - **بورد CRM:** هفت ستون از «لید جدید» تا «بسته شده». کارت هر بیمار را با موس بین ستون ها می کشید.
 - **داشبورد:** تعداد گفتگو، لید، نرخ تبدیل، کلیک تماس و واتساپ، و کیف بیمار در بازه روزانه تا سالانه.
 - **مرکز سئو:** پرتکرارترین سؤال های واقعی بیماران؛ فهرست ایده محتوا برای مقاله بعدی سایت.
- برای اینکه برآورد درآمد در داشبورد معنا داشته باشد، «میانگین قیمت خدمت» را در تنظیمات وارد کنید.

۸. اتصال به ابزارهای دیگر

- **Webhook:** آدرس مقصد و کلید امنیتی را وارد کنید؛ هر رویداد با امضای HMAC-SHA256 ارسال می شود. اگر مقصد خطا بدهد، افزونه دوباره تلاش می کند.

• **Google Sheets**: آدرس Web App اسکریپت را وارد کنید تا لیدها خودکار در شیت ثبت شوند.

• **خروجی PDF**: از پرونده هر گفتگو خروجی می‌گیرید.

۹. چند شعبه

اگر بیش از یک مطب یا شعبه دارید، در تب «کلینیک‌ها و شعب» هر شعبه را تعریف کنید. هر لید به یک شعبه نسبت داده می‌شود و آمار هر شعبه جداگانه محاسبه می‌شود. با پارامتر شعبه در شورت‌کد می‌توانید صفحه هر شعبه را به همان شعبه وصل کنید.

۱۰. عیب‌یابی

نشانه	علت محتمل	راه حل
ویجت روی سایت دیده نمی‌شود	کلید نمایش ویجت شناور خاموش است	در تنظیمات، «نمایش ویجت شناور» را روشن کنید یا شورت‌کد را در برگه دلخواه بگذارید.
گفتگو باز می‌شود اما جواب نمی‌آید	کلید API اشتباه است یا اعتبار سرویس تمام شده	کلید را دوباره وارد کنید و اعتبار حساب سرویس را بررسی کنید.
پیام «ارتباط برقرار نشد»	هاست به سرور سرویس دسترسی ندارد	سرویس را روی GapGPT بگذارید یا از پشتیبانی هاست بخواهید دسترسی خروجی را باز کند.
درخواست‌های REST بسته است	افزونه امنیتی یا تنظیم هاست REST را بسته	کاری لازم نیست؛ افزونه خودکار به admin-ajax سوییچ می‌کند. اگر باز هم کار نکرد، مسیر <code>/wp-json/</code> را باز کنید.
پیامک ارسال نمی‌شود	APIKey یا کد الگو نادرست است	دکمه «بررسی اتصال» را بزنید؛ پیام خطای پنل نمایش داده می‌شود.
بعد از فعال‌سازی، منوی افزونه دیده نمی‌شود	محصول فعال نشده است	کد فعال‌سازی را وارد کنید و از فعال بودن ionCube روی هاست مطمئن شوید.

۱۱. پرسش‌های پرتکرار

اطلاعات بیماران کجا ذخیره می‌شود؟

فقط در پایگاه داده سایت خودتان. افزونه برای کار کردن به هیچ سرویس واسطی وابسته نیست. تنها ارتباط بیرونی، تماس با سرویس هوش مصنوعی برای گرفتن متن پاسخ است.

آیا افزونه تشخیص پزشکی می‌دهد؟

نه. لایه ایمنی پزشکی قابل خاموش کردن نیست: افزونه تشخیص قطعی نمی‌دهد و دارو تجویز نمی‌کند و بیمار را به ویزیت حضوری ارجاع می‌دهد. اگر حرف بیمار نشانه وضعیت اورژانسی باشد، گفتگو متوقف می‌شود و شماره اورژانس نمایش داده می‌شود.

روی قالب من کار می‌کند؟

بله. افزونه به قالب وابسته نیست و از jQuery استفاده نمی‌کند.

چطور افزونه را به‌روزرسانی کنم؟

فایل به‌روزرسان را از همان جایی که محصول را خریده‌اید دریافت و مثل نصب اولیه بارگذاری کنید. تنظیمات و داده‌های ذخیره‌شده پاک نمی‌شوند.

اگر افزونه را حذف کنم چه می‌شود؟

غیرفعال کردن افزونه چیزی را پاک نمی‌کند. حذف کامل، جدول‌ها و تنظیمات افزونه را پاک می‌کند؛ پس قبل از حذف، خروجی گزارش‌های لازم را بگیرید.